



Une visite de maintenance comprend les prestations suivantes, pour chaque appareil :

	Protection de la manipulation						Protection du manipulateur						Confinement absolu		
	A-Box	Olis	Lois	Lys	P.Box	Pro.Box	Solis	Bin.Box	H.Box	Anilis	Esolis	Transfert.Box	I.Box zoo	I.Box ind	I.Box +
Mesure du débit d'air	X			X							X		X	X	X
Mesure de la pression	X												X	X	X
Contrôle des alarmes et vérification des seuils	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Contrôle électrique et électronique	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Contrôle mécanique et test des parties mobiles	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Changement des consommables (préfiltres et filtres)	X														
Comptage particulaire		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cartographie du flux		X	X		X	X	X	X	X	X					
Test de protection des utilisateurs							X	X	X	X	X	X			
Contrôle d'étanchéité de l'enveloppe													X	X	X
Mesure de la température (en option)	X														
Mesure du taux d'hygrométrie (en option)	X														
Vérification du fonctionnement du cycle jour / nuit (en option)	X														
Changement de la cartouche à charbon actif (en option)	X														
Test d'intégrité des filtres (en option)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X